






## ONYX SERIE

- ergonomisch und zukunftssicher
- schnell und vollautomatisch
- geringer Platzbedarf
- Klasse B

ONYX 6.0

A	650 mm
B	474 mm
C	497 mm
D	495 mm
E	420 mm
F	420 mm
G	430 mm
H	min. 50 mm
I	70 mm
L	150 mm
M	500 mm



Bitte lassen Sie sich fachkompetent von unseren Produktspezialisten beraten. Wir freuen uns auf Ihren Anruf 040 7691500.

SCHLUMBOHM Medizin-Labor-Technologie GmbH

Grenzkahre 1 | 21079 Hamburg

Tel: +49 (0) 40 769150 - 0 | Fax: +49 (0) 40 769150 - 26

www.schlumbohm-medlab.de | info@schlumbohm-medlab.com



Fordern Sie unverbindlich Ihr individuelles Angebot an.





3 Tablett 380x17x210 mm  
2 Tablett 380x17x185 mm



MECHANISCHE DATEN		ONYX 6.0	
	Abmessungen (B x H x T)	474 x 497 x 650	
	Raumbedarf bei offener Tür	495 mm	
	Gewicht (leer)	64kg.	
	Gewicht (volle Tanks +leere Kammer)	74kg.	
	Spezifische Belastung	2058 N/m <sup>2</sup>	
ELEKTRISCHE DATEN	Versorgungsspannung	230 V a.c. +/-10 %	
	Leistung	2,2 kW	
	Frequenz	50 / 60 Hz	
	Versorgungskabel	2 + 1 x 1mm <sup>2</sup>	
	Sicherungen	6.3 x 35 F12A	
KAMMER	Maximaler Arbeitsdruck	2.4 bar (relativ)	
	Höchsttemperatur	138 °C	
	Material	Inox AISI 304	
	Abmessungen (mm)	Ø 245 x 430	
REINWASSER TANK	Volumen	4,0 l	
	Ausführbare Zyklen	3	
	Festanschluss	ja	
SCHMUTZWASSER TANK	Volumen	4,0 l	
	Ausführbare Zyklen	3	
	Maximale Abwassertemperatur	50°C	
ABLUF T FILTER	Durchmesser	56 mm	
	Filterkapazität	0.3 µm	

Bitte lassen Sie sich fachkompetent von unseren Produktspezialisten beraten. Wir freuen uns auf Ihren Anruf 040 7691500.

SCHLUMBOHM Medizin-Labor-Technologie GmbH

Grenzkehre 1 | 21079 Hamburg

Tel: +49 (0) 40 769150 - 0 | Fax: +49 (0) 40 769150 - 26

www.schlumbohm-medlab.de | info@schlumbohm-medlab.com



Fordern Sie unverbindlich Ihr individuelles Angebot an.

